

Placa LCP para Tibia Proximal Medial / 3.5 mm

Indicación:

- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo.
- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo, con hundimiento asociado.
- Fracturas con hundimiento central puro.
- Fracturas por cizallamiento.
- Fracturas con hundimiento del platillo tibial interno.



Disponible en Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo (mm)
30726-204	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	4	97
30726-304	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial DER	4	97
30726-205	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	5	110
30726-305	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial DER	5	110
30726-206	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	6	120
30726-306	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial DER	6	120
30726-208	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	8	149
30726-308	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial DER	8	149
30726-210	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	10	175
30726-310	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	10	175
30726-212	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial DER	12	201
30726-312	3.5 mm Placa LCP para Tibia proximal medial IZQ	12	201